




Проста зовні. Розумна всередині.
Зручна для лікаря і пацієнта.

Професійна система добового моніторингу АТ ABPpro™



Створена у повній відповідності до рекомендацій Європейського товариства гіпертензії ESH. Якісна діагностика, неперевершена зручність у використанні.



ABPpro™ система добового моніторингу АТ

Професійне програмне забезпечення – швидко, надійно, зручно.

Новітній інтерфейс, бездоганна візуалізація результатів і інтелектуальний автоматичний висновок роблять аналіз ДМАТ простим, зрозумілим і швидким. Все що вам потрібно – зробити один клік, щоб роздрукувати звіт.



Тепер і для педіатрії!

ГОТОВИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЗА 1 КЛІК



Простий інтерфейс для професійної роботи



Інформативний звіт



Автоматичний висновок



Відповідає рекомендаціям ESH (Європейського товариства гіпертензії)

Висококласний монітор АТ – запорука комфорту для пацієнта і зручності для вас.

Маленький, легкий і майже непомітний, проте точний, надійний і витривалий. Верифікований за клінічними протоколами ESH.

Компактний реєстратор займає мінімум місця, носить безпосередньо на манжеті та майже не відчувається під час моніторингу – немає довгих шлангів, немає дратівливого вдягання. Зручний у підготовці, комфортний для пацієнта.

Унікальна технологія вимірювання в процесі накачування забезпечує новий рівень комфорту для пацієнта завдяки меншій тривалості вимірювання (тиск в манжеті піднімається до мінімально необхідного рівня) та суттєвому зниженню неприємних відчуттів під час накачування манжети.



Сучасний і технологічний. Повністю бездротовий. Однаково зручний на ПК, ноутбуці чи планшеті.

Миттєвий і якісний результат усього в один клік. Лише за 1 хвилину можна завантажити дослідження, роздрукувати якісний та інформативний звіт і підготуватися до наступного моніторингу.

Програмований протокол досліджень. Можливість проводити позачергові вимірювання АТ під час моніторингу.



**КНОПКИ
ФУНКЦІЇ**

Неперевершена зручність в користуванні

Лише дві кнопки, максимально просте керування і бездротовий інтерфейс Bluetooth.

Технічні характеристики Добового Монітору АТ

Метод дослідження	осцилометричний, під час накручування
Діапазон вимірювання АТ	20-280 мм.рт.ст.
Діапазон вимірювання ЧСС	30-180 уд./хв.
Похибка вимірювання АТ	± 3 мм.рт.ст.
Похибка вимірювання ЧСС	5 %
Тривалість моніторингу	до 72 годин
Пам'ять	енергонезалежна, до 600 вимірювань
Екран	ЖК дисплей
Інтерфейс обміну даними	бездротовий Bluetooth
Габарити	92x51x24 мм, 120 г
Живлення	2 x AAA
Гарантія	2 роки



Повна комплектація для негайного початку роботи.

В комплекті поставки є все необхідне, щоб відразу розпочати дослідження, включно з набором манжет, акумуляторами і зарядним пристроєм.

Технічна підтримка і бездоганний сервіс.

Як і усе експертне медичне обладнання родини ECGpro®, ABPpro™ забезпечено якісним сервісом і сучасною технічною підтримкою.

ECGpro –
багатофункціональний
електрокардіографічний комплекс

- Холтер ЕКГ
- Добовий монітор АТ (ДМАТ)
- 12-канальна ЕКГ спокою
- ЕКГ стрес-тест
- Ергоспірометрія (СРЕТ)
- Інтеграція в інформаційні госпітальні системи

ECGpro®, ТОВ "Імеск"

м. Київ, пр-т Лобановського 126Г, офіс 2
www.ecgpro.ua, www.imesc.com

☎ +38 044 585 82 47

✉ ecgpro@imesc.com